

anti-Borrelia recombinant IgG, IgM

ELISA-VIDITEST

ELISA testy III. generace na průkaz IgG a IgM protilátek
proti boreliím

v lidském séru

v mozkomíšním moku

v synoviální tekutině



- diagnostika lymeské boreliózy
- diferenciální diagnostika neuroinfekcí
- diferenciální diagnostika karditid
- diferenciální diagnostika kožních onemocnění
- diferenciální diagnostika artritid a artropatií



VIDIA spol. s r.o.
Nad Safinou II č. 365, Vestec
252 42 Jesenice u Prahy
www.vidia.cz

Objednávky – tel.: +420 261 090 565
fax: +420 261 090 566
e-mail: objednavky@vidia.cz
On-line objednávky: www.vidia.cz

Web: <http://www.vidia.cz>
Odborné info – tel.: +420 261 090 577
e-mail: info@vidia.cz

ELISA testy III. generace na průkaz IgG a IgM protilátek proti boreliím

katalogové číslo	produkt	počet testů	vzorek
ODZ-282	ELISA-VIDITEST anti- <i>Borrelia</i> recomb. IgG + VIsE (CSF)	96	sérum, plazma, mozkomíšní mok, synoviální tekutina
ODZ-335	ELISA-VIDITEST anti- <i>Borrelia</i> recomb. IgG + VIsE (CSF)	192	sérum, plazma, mozkomíšní mok, synoviální tekutina
ODZ-281	ELISA-VIDITEST anti- <i>Borrelia</i> recomb. IgM (CSF)	96	sérum, plazma, mozkomíšní mok, synoviální tekutina
ODZ-336	ELISA-VIDITEST anti- <i>Borrelia</i> recomb. IgM (CSF)	192	sérum, plazma, mozkomíšní mok, synoviální tekutina

Parametry soupravy

	citlivost	specifita
IgG	95 %	99 %
IgM	99 %	97 %

	Počet vzorků	Porovnání s WB
IgG	125	94 %
IgM	127	97 %

Proč ELISA-VIDITEST anti-*Borrelia* recomb.:

- Soupravy obsahují vysoce specifické rekombinantní antigeny izolované z kmenů s výskytem v České republice
- Rekombinantní antigeny vylučují zkřížené reakce s jinými spirochétami
- Kvantitativní hodnocení pro IgG i IgM pomocí jednoduché aplikace VIDISOFT
- Stanovení protilátek v séru, plazmě, mozkomíšním moku a synoviální tekutině
- Výpočet intrathekální syntézy IgG protilátek pomocí programu VIDITAB nebo podle vzorce uvedeného v návodu
- Konjugát a kontroly v pracovní koncentraci
- Unifikovaná šedá zóna

