


IMUNOFLUORESCENČNÍ SOUPRAVY

IF-VIDITEST

anti – VCA EBV IgG, IgM

anti – EA(D+R) EBV IgG

anti – EA(D) EBV IgG



VIDIA spol. s r.o.
Nad Safinou II č. 365, Vestec
252 42 Jesenice u Prahy

Objednávky – tel.: +420 261 090 565
fax: +420 261 090 566
e-mail: objednavky@vidia.cz
On-line objednávky: www.vidia.cz

Web: <http://www.vidia.cz>
Odborné info – tel.: +420 261 090 576
e-mail: info@vidia.cz

IF-VIDITEST anti-VCA EBV

kat.č. OD-034

detekce IgG a IgM protilátek proti antigennímu komplexu kapsidy (VCA) viru Epsteinova a Barrové (EBV)

IF-VIDITEST anti-EA (D+R) EBV IgG

kat.č. OD-030

detekce IgG protilátek proti časnému antigenu (EA) viru Epsteinova a Barrové (EBV)

IF-VIDITEST anti-EA (D) EBV IgG

kat.č. OD-029

detekce IgG protilátek proti difúzní složce časného antigenu (EA-D) viru Epsteinova a Barrové (EBV)

diagnostika chorob vyvolaných nebo souvisejících s EBV:

- Infekční mononukleóza
- reaktivace EBV
- diferenciální diagnostika lymfoproliferativních onemocnění

Kvalitativní nebo semikvantitativní stanovení protilátek

Doplňující vyšetření ke stanovení IgG (IgM) protilátek proti EB-virovému nukleárnímu antigenu EBNA-1 (ELISA-VIDITEST anti-EBNA-1 IgG a IgM).

Umožňuje současnou detekci protilátek proti EBV a autoprotilátek

