

Rapid-VIDITEST

Adenovirus Resp

Imunochromatografický rychlotest k detekci Adenoviru

Účel testu:

Rychlá diagnostika v případech podezření na infekci Adenoviru

- Onemocnění:** respirační onemocnění; některé serotypy způsobují také gastroenteritidu, zánět spojivek, cystitidu, vyrážkové onemocnění
- Přenos:** kapénkovou cestou, fekálně-orální cestou, kontaminovanou vodou
- Rizikové skupiny:** děti
- Inkubační doba:** 5 – 8 dnů
- Klinické příznaky:** od příznaků nachlazení po pneumonii a bronchitidu

Charakteristika testu:

Jednoduché provedení, výsledek do 10 minut, snadné hodnocení

- Vzorek:** nosní výtěry, výplachy a aspiráty
- Formát testu:** testovací kazeta/blister
- Citlivost:** > 99 %
(srovnání s jiným komerčním rapid testem a IF testem)
- Specifita:** > 99 %
(srovnání s jiným komerčním rapid testem a IF testem)

