

Rapid-VIDITEST

Astrovirus

Imunochromatografický rychlotest pro detekci Astroviru

Účel testu:

Rychlá diagnostika v případech podezření na infekci Astroviry.

Onemocnění:	gastroenteritida
Přenos infekce:	fekálně-orální cestou
Rizikové skupiny:	kojenci a malé děti
Inkubační doba:	1-2 dny po infekci
Klinické příznaky:	zvracení a vodnatý průjem – klasické příznaky gastroenteritidy

Charakteristika testu:

Jednoduché provedení, výsledek do 10 minut, snadné hodnocení

Vzorek:	stolice
Formát testu:	testovací kazeta
Citlivost:	> 94 %
Specifita:	> 99 %



Nebyla nalezena žádná zkřížená reaktivita s běžnými střevními patogeny přítomnými ve stolici: *Adenovirus*, *Escherichia coli* O157:H7, *Salmonella*, *Campylobacter*, *Giardia lamblia*, *Shigella*, *Clostridium difficile*, *Helicobacter pylori*, *Staphylococcus aureus*, *Cryptosporidium parvum*, *Listeria monocytogenes*, *Yersinia enterocolitica*, *Enterovirus*, *Norovirus*, *Entamoeba histolytica*, *Rotavirus*.