

# Rapid-VIDITEST

## RSV

### Imunochromatografický rychlotest k detekci *Respiračního syncytiálního viru*

#### Účel testu:

Rychlá diagnostika v případech podezření na infekci Respiračním syncytiálním virem

- Onemocnění:** bronchitida, pneumonie  
**Přenos:** kapénkovou cestou  
**Rizikové skupiny:** děti, staří lidé  
**Inkubační doba:** 3 – 6 dnů  
**Klinické příznaky:** horečka, rýma, kašel, dušnost

#### Charakteristika testu:

Jednoduché provedení, výsledek do 10 minut, snadné hodnocení

- Vzorek:** nosní výtěry, výplachy a aspiráty  
**Formát testu:** testovací kazeta/blister  
**Citlivost:** > 95 %  
(srovnání s jiným komerčním rapid testem)  
**Specifita:** > 99 %  
(srovnání s jiným komerčním rapid testem)

