

anti-HSV1+2

ELISA-VIDITEST

anti-HSV1+2 IgG

anti-HSV1+2 IgG CSF

anti-HSV1+2 IgM



- Diagnostika infekcí viry HSV1 a HSV2: labiálního a genitálního herpesu, herpetické gingivostomatitidy, herpesvirových neuroinfekcí, intersticiálních pneumonií
- Diferenciální diagnostika neurologických onemocnění (aseptické a ložiskové encefalitidy, meningitidy, myelitidy, neuritidy)
- Diferenciální diagnostika očních infekcí
- Diferenciální diagnostika kožních exanthémů
- Diferenciální diagnostika ulcerací genitourinárního traktu



VIDIA spol. s r.o.
Nad Safinou II č. 365, Vestec
252 42 Jesenice u Prahy

Objednávky – tel.: +420 261 090 565
fax: +420 261 090 566
e-mail: objednavky@vidia.cz
On-line objednávky: www.vidia.cz

Web: <http://www.vidia.cz>
Odborné info – tel.: +420 261 090 575
e-mail: info@vidia.cz

IVD soupravy určeny pro komplexní serologickou diagnostiku HSV infekce

katalogové číslo	produkt
OD-167	ELISA-VIDITEST anti-HSV1+2 IgG (CSF)
OD-169	ELISA-VIDITEST anti-HSV1+2 IgG
OD-234	ELISA-VIDITEST anti-HSV1+2 IgM

Citlivost a specifita:

Stanovení	Panel sér	Počet vyšetření	Hodnocení
IgG	pozitivní	82	Citlivost 98,8%
	negativní	102	Specifita 97%
IgM	pozitivní	31	Citlivost 96,3%
	negativní	163	Specifita 100%

Proč právě soupravy ELISA-VIDITEST

- Kompletní řada diagnostik pro celý panel herpetických virů (CMV,EBV,VZV, HSV)
- Stejně ředící roztoky a podmínky reakce
- IgG soupravy v kvalitativních i kvantitativních verzích – **validované pro stanovení protilátek v séru i mozkomíšním moku**
- RF sorbent v IgM soupravách – vyšší citlivost a specifita
- Kontrolní séra a kalibrátory v pracovním ředění
- Možnost automatizace

