

# Rapid-VIDITEST

## *Campylobacter*

### Imunochromatografický rychlotest pro detekci *Campylobacter jejuni*

#### Účel testu:

Rychlá diagnostika v případech podezření na infekci *Campylobacter jejuni*

<b>Onemocnění:</b>	Kampylobakterióza
<b>Přenos infekce:</b>	kontaminovaná potrava nebo nápoje, tepelně neupravené maso
<b>Inkubační doba:</b>	1 až 10 dnů
<b>Klinické příznaky:</b>	průjem (často krvavý), bolest břicha, bolesti hlavy, nevolnost a/nebo zvracení

#### Charakteristika testu:

Jednoduché provedení, výsledek do 10 minut, snadné hodnocení

<b>Vzorek:</b>	stolice
<b>Formát testu:</b>	testovací kazeta
<b>Citlivost:</b>	> 99 % (porovnání s kultivací)
<b>Specifita:</b>	> 99 % (porovnání s kultivací)



Nezjištěna křížová reaktivita s ostatními střevními patogeny:  
*H. pylori*, *Rotavirus*, *Adenovirus*, *Escherichia coli*