


anti-CMV

ELISA-VIDITEST


anti-CMV IgM capture

anti-CMV IgG

anti-CMV IgA



- diferenciální diagnostika infekční mononukleózy
- diferenciální diagnostika pneumonií a hepatitid u malých dětí
- diagnostika oportunních infekcí u imunodeficientních pacientů
- prevence a diagnostika CMV u těhotných žen
- diferenciální diagnostika neuroinfekcí



VIDIA spol. s r.o.
Nad Safinou II č. 365, Vestec
252 42 Jesenice u Prahy

Objednávky – tel.: +420 261 090 565
fax: +420 261 090 566
e-mail: objednavky@vidia.cz
On-line objednávky: www.vidia.cz

Web: <http://www.vidia.cz>
Odborné info – tel.: +420 261 090 575
e-mail: info@vidia.cz

IVD soupravy určeny pro komplexní serologickou diagnostiku CMV infekce (primoinfekce, reaktivace)

ELISA-VIDITEST anti-CMV IgM capture

Reverzní ELISA (capture) využívající vhodnou směs specifických rekombinantních antigenů

ELISA-VIDITEST anti-CMV IgA

Nepřímá ELISA využívající směs nativního antigenu a syntetických peptidů

ELISA-VIDITEST anti-CMV IgG

Nepřímá ELISA využívající směs nativního antigenu a syntetických peptidů

Verze ELISA IgG

- *screeningové* – vyšetření protilátek v séru-semikvantitativní hodnocení
- *kvantitativní* – protilátek v séru a likvoru - umožňuje stanovení intrathekálních protilátek
- *avidity IgG ELISA* – verze pro stanovení avidity

katalogové číslo	produkt
OD-176	ELISA-VIDITEST anti-CMV IgG
OD-102	ELISA-VIDITEST anti-CMV IgG (CSF)
OD-177	ELISA-VIDITEST anti-CMV IgG a avidita IgG
OD-162	ELISA-VIDITEST anti-CMV IgM capture
OD-164	ELISA-VIDITEST anti-CMV IgA

Proč právě soupravy ELISA-VIDITEST – společné výhody

- vysoká citlivost a specifita testů
- 100% úspěšnost EHK v NRL i Labquality Finsko
- barevné odlišení stripů
- kontrolní séra v pracovním ředění
- stejný ředící roztok zaručuje společné ředění vzorků
- možnost vyšetření intrathekálních protilátek
- inkubace bez použití inkubátoru
- soupravy je možné zpracovávat na analyzátoru
- celková doba provedení testů max. 2,5 hodiny

