

Rapid-VIDITEST

Crypto-Giardia

Imunochromatografický rychlotest pro detekci *Cryptosporidium parvum* a/nebo *Giardia lamblia*

Účel testu:

Rychlá diagnostika v případech podezření na infekci střevními parazity *Cryptosporidium parvum* a/nebo *Giardia lamblia* (syn. *Giardia intestinalis*)

- Onemocnění:** a) kryptosporidióza
b) giardióza
- Přenos infekce:** kontaminovanou vodou, kontaminovanými potravinami, fekálně-orální cestou
- Rizikové skupiny:** lidé se sníženou imunitou, starší osoby, děti
- Inkubační doba:** a) 5 dní
b) 5 – 15 dní
- Klinické příznaky:** a) průjem, bolesti břicha, zvracení, případně teplota
b) duodenitida, enteritida, enterokolitida, řídká nebo vodová stolice, křeče žaludku, nevolnost, průjem – řídká nebo vodová průjmová stolice je světlá, obsahuje hlen a má mastný vzhled; neobsahuje krev

Charakteristika testu:

Jednoduché provedení, výsledek do 10 minut, snadné hodnocení



- Vzorek:** stolice
- Formát testu:** testovací kazeta
- Interpretace výsledků:** červená linka – *Cryptosporidium* pozitivní
modrá linka – *Giardia* pozitivní
- Citlivost:** > 99 % (srovnání s mikroskopickým průkazem)
- Specifita:** > 99 % (srovnání s mikroskopickým průkazem)