

# Rapid-VIDITEST

## *E.coli*

### Imunochromatografický rychlotest pro detekci *Escherichia coli O157:H7*

#### Účel testu:

Rychlá diagnostika v případech podezření na infekci *Escherichia coli O157:H7*

<b>Onemocnění:</b>	dětské průjmy, hemoragické kolitidy, bakteriální průjmy
<b>Přenos infekce:</b>	fekálně-orální cestou, špatně upravenými potravinami, nedovařeným hovězím masem a mléčnými produkty
<b>Rizikové skupiny:</b>	kojenci, malé děti
<b>Inkubační doba:</b>	několik hodin
<b>Klinické příznaky:</b>	průjem, hemolyticko-uremický syndrom, trombotická nebo trombocytopenická purpura

#### Charakteristika testu:

Jednoduché provedení, výsledek za 10 minut, snadné hodnocení

<b>Vzorek:</b>	stolice
<b>Formát testu:</b>	testovací kazeta
<b>Citlivost:</b>	100 % (srovnání s kultivací)
<b>Specifita:</b>	85 %

