

Rapid-VIDITEST

Enterovirus

Imunochromatografický rychlotest pro detekci Enterovirů

Účel testu:

Rychlá diagnostika v případech podezření na infekci Enteroviry (*coxsackieviry, echoviry, polioviry, enteroviry 68-71*). Enteroviry se množí ve střevech lidí i jiných obratlovců a vylučují se stolicí během celého onemocnění

Onemocnění:	gastroenteritidy, meningitidy, lymfadenitidy, infekce horních cest dýchacích, přenosná dětská obrna aj.
Přenos infekce:	fekálně-orální cestou, kontaminovaná voda
Rizikové skupiny:	kojenci, dorost
Klinické příznaky:	velmi rozmanité

Charakteristika testu:

Jednoduché provedení, výsledek do 10 minut, snadné hodnocení

Vzorek:	stolice
Formát testu:	testovací kazeta
Citlivost:	> 99 % (srovnání s jinými dostupnými rapid testy)
Specifita:	> 99 % (srovnání s jinými dostupnými rapid testy)

Nezjištěna křížová reaktivita s ostatními střevními patogeny:
Rotavirus, Adenovirus, Astrovirus, HAV

