

Rapid-VIDITEST FOB

Imunochromatografický rychlotest pro detekci Hemoglobinu (Hb)

Účel testu:

Detekce krvácení z dolní části zažívacího traktu pro včasnou diagnostiku:

- a) adenomatózní polypy střeva
- b) časná stádium kolorektálního karcinomu

Screening pomocí FOB zvyšuje pravděpodobnost včasné diagnózy onemocnění trávicího traktu

Bez dietních omezení ve srovnání s testy na bázi guajaku

Charakteristika testu:

Jednoduché provedení, výsledek za 5 minut, snadné hodnocení

- Vzorek:** stolice
- Formát testu:** testovací kazeta / blistr
- Interpretace výsledků:** červená linka – Hb pozitivní
zelená linka – kontrola platnosti testu
- Detekční limit:** lidský Hb ≥ 50 ng/ml

Citlivost a specifita detekce lidského Hb:

- > 99 % shoda s komerčním guajakovým testem
- > 99 % shoda s jinými komerčními rapid testy

Nezjištěné křížové reaktivity se zvířecím (bovinním, prasečím) Hb

