

Rapid-VIDITEST

Influenza A + B

Imunochromatografický rychlotest k detekci antigenu Influenza A+ B

Účel testu:

Rychlá diagnostika v případech podezření na infekci viry Influenza A a/nebo B

Onemocnění:	chřipka
Přenos:	kapénkovou cestou
Rizikové skupiny:	děti, staří lidé, lidé s oslabenou imunitou (např. s nádorovým onemocněním, diabetem)
Inkubační doba:	2 – 3 dny
Klinické příznaky:	horečka, bolesti hlavy, myalgie, malátnost, dráždivý kašel, bolest v krku, rýma

Charakteristika testu:

Jednoduché provedení, výsledek do 10 minut, snadné hodnocení

Vzorek:	nosní výtěry, výplachy a aspiráty
Formát testu:	testovací kazeta/blistr
Interpretace výsledků:	červená linka – Influenza A pozitivní modrá linka – Influenza B pozitivní
Detekční limit:	Influenza A: 4,7 ng/ml hemaglutininu Influenza B: 18,7 ng/ml hemaglutininu
Citlivost:	> 99 % (srovnání s jiným komerčním rapid testem)
Specifita:	> 99 % (srovnání s jiným komerčním rapid testem)

