

Rapid-VIDITEST

Legionella

Imunochromatografický rychlotest pro detekci *Legionella pneumophila* (séroskupiny 1)

Účel testu:

Rychlá diagnostika v případech podezření na infekci *Legionella pneumophila*

Onemocnění:	Legionářská nemoc - vážná forma pneumonie
Přenos infekce:	inhalační cestou infikovaným aerosolem, mezilidský přenos není možný
Výskyt:	ve vodě, vodním prostředí, v tzv.mrtvých koutech potrubí, na vnitřních stěnách potrubí nebo zásobníků, které se vytváří z oxidů železa a vodního kamene
Rizikové skupiny:	starší lidé, zejména kuřáci
Inkubační doba:	2 – 10 dní
Klinické příznaky:	příznaky jsou podobné jako u chřipky, následuje suchý kašel a často přechází v zápal plic, někdy příznaky zmatenosti, průjmy, zvracení

Charakteristika testu:

Jednoduché provedení, výsledek za 10 minut, snadné hodnocení

Vzorek:	moč
Formát testu:	testovací kazeta
Citlivost:	> 99 % (porovnání s jiným komerčním rapid testem)
Specifita:	> 99 % (porovnání s jiným komerčním rapid testem)

