

anti-Rubella

ELISA-VIDITEST

anti-Rubella IgG

anti-Rubella IgM capture

- Součást TORCH panelu
- Diagnostika zarděnek u dětí, dospělých, těhotných žen a kongenitálně infikovaných novorozenců
- Diferenciální diagnostika exantémových onemocnění



VIDIA spol. s r.o.
Nad Safinou II č. 365, Vestec
252 42 Jesenice u Prahy

Objednávky – tel.: +420 261 090 565
fax: +420 261 090 566
e-mail: objednavky@vidia.cz
On-line objednávky: www.vidia.cz

Web: <http://www.vidia.cz>
Odborné info – tel.: +420 261 090 575
e-mail: info@vidia.cz

IVD soupravy určeny pro komplexní serologickou diagnostiku Rubella infekce

katalogové číslo	produkt
OD-240	ELISA-VIDITEST anti-Rubella IgG
OD-241	ELISA-VIDITEST anti-Rubella IgM capture

Citlivost a specifita:

	Citlivost	Specifita
IgG	99,6 %	97,7 %
IgM	100 %	99,2 %



Proč ELISA-VIDITEST anti-Rubella:

- Kvantitativní stanovení IgG v mezinárodních jednotkách/ml
- Semikvantitativní stanovení IgM protilátek
- Kontroly a Px-konjugát v pracovní koncentraci
- ELISA ve verzi IgM capture potlačuje interferenci revmatoidního faktoru
- Jednotlivě vakuově zabalené stripy prodlužují expiraci soupravy