

Rapid-VIDITEST

Strep A

Imunochromatografický rychlotest pro detekci *Streptococcus A (S. pyogenes)*

Účel testu:

Rychlá diagnostika v případech podezření na streptokokovou infekci způsobenou *Streptococcus A (S. pyogenes)*

Onemocnění:	angína, spála, kožní zánět
Přenos infekce:	přímým kontaktem, kapénkovou cestou
Rizikové skupiny:	děti školního věku
Inkubační doba:	1 – 2 dny
Klinické příznaky:	horečka, zduření podčelistních uzlin

Charakteristika testu:

Jednoduché provedení, výsledek za 10 minut, snadné hodnocení

Vzorek:	výtěr z krku
Formát testu:	testovací blister
Detekční limit:	19×10^4 CFU/ml
Citlivost:	> 99 %
Specifita:	> 99 %

(porovnání s jinými komerčními rapid testy)

