

# anti-*Toxoplasma*

## ELISA-VIDITEST

anti-TOXO IgG

anti-TOXO IgM capture

anti-TOXO IgA

- TORCH
- diagnostika toxoplasmózy u imunokompetentních a imunodeficientních pacientů
- diferenciální diagnostika lymfadenopatií



VIDIA spol. s r.o.  
Nad Safinou II č. 365, Vestec  
252 42 Jesenice u Prahy

Objednávky – tel.: +420 261 090 565  
fax: +420 261 090 566  
e-mail: [objednavky@vidia.cz](mailto:objednavky@vidia.cz)  
On-line objednávky: [www.vidia.cz](http://www.vidia.cz)

Web: <http://www.vidia.cz>  
Odborné info – tel.: +420 261 090 575  
e-mail: [info@vidia.cz](mailto:info@vidia.cz)

## IVD soupravy určeny pro komplexní serologickou diagnostiku toxoplasmózy

| katalogové číslo | produkt                              |
|------------------|--------------------------------------|
| OD-242           | ELISA-VIDITEST anti-TOXO IgG         |
| OD-243           | ELISA-VIDITEST anti-TOXO IgM capture |
| OD-244           | ELISA-VIDITEST anti-TOXO IgA         |

### Specifická a citlivost:

|            | citlivost    | specifická    |
|------------|--------------|---------------|
| <b>IgG</b> | <b>100 %</b> | <b>99,1 %</b> |
| <b>IgM</b> | <b>100 %</b> | <b>98,1 %</b> |
| <b>IgA</b> | <b>80 %</b>  | <b>83,3 %</b> |

### Proč ELISA-VIDITEST anti-Toxo:

- Standardizovaný testovací formát pro stanovení IgG a IgA protilátek
- Kvantitativní hodnocení IgG protilátek v mezinárodních jednotkách/ml
- Semikvantitativní hodnocení IgM a IgA protilátek
- Kontroly v pracovním ředění
- ELISA (capture) pro stanovení IgM protilátek minimalizuje interferenci reumatoidního faktoru
- Samostatně vakuově balené jednotlivé stripy prodlužují dobu použitelnosti testu